


# Affichage graphique de la temperature du DHT11

On part de notre Noeud MQTT in precedent :



Avec bien sur le serveur MQTT => [fablab37110.ddns.net:1883](https://fablab37110.ddns.net:1883)

### Edit mqtt in node

Delete Cancel Done

⚙ Properties

🌐 Server

Action

📄 Topic

⚙ QoS

➡ Output

👤 Name

From:

<https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/> - **Castel'Lab le Fablab MJC de Château-Renault**

Permanent link:

[https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=faire\\_preparation:soireeinfo:tp:corex3:graphiqu&rev=1682927752](https://magenealogie.chanterie37.fr/www/fablab37110/doku.php?id=faire_preparation:soireeinfo:tp:corex3:graphiqu&rev=1682927752)

Last update: **2023/05/01 09:55**

